

Cleaning Instructions

Foam Overlay

Instructions de nettoyage du

Superposition de mousse



Blake
Medical Distribution

1-866-662-3459
www.blakemedical.ca



For daily cleanings all that is needed is a wipe down of the cover. This cover is a fluid proof fabric and will prevent most fluids from permeating through to the overlay. For these daily cleanings soap and water will be all that is needed. If fluids do soil the overlay follow the instructions below.

Covers

Remove all contamination with cloth or paper towel, then wipe the surface with any of the following. 3M Hard Surface Disinfectant Cleaner Wipes, Wood Wyant ED Disinfectant, Virox 5, Oxvir TB, Virex ® II 256 One-step Disinfectant Cleaner & Deodorant, Virex II 128 One-step Disinfectant Cleaner, Sanikleen and Super Sani Cloth Germicidal Disposable Wipe. Next disinfect liberally with any of the above wipes (avoid pooling of the disinfectant), wipe dry after 1-3 minutes. Next wipe the surface with a damp cloth and mild soap and finally a damp cloth with liberal amounts of water. The cover is machine washable, up to 60 degrees C. Do not wring, lay flat to dry.

Couvertures

Retirez toute contamination avec un tissu ou une serviette en papier puis essuyez la surface avec l'une des méthodes suivantes : Lingettes nettoyantes désinfectantes pour surfaces dures 3M, désinfectant Wood Wyant ED, Virox 5, Oxvir TB, Virex ® II 256 Nettoyant et déodorant désinfectant en une étape, Virex II 128 Nettoyant désinfectant en une étape, Sanikleen et Super Sani Tissu lingette germicide jetable. Ensuite, désinfectez généreusement avec l'une des lingettes ci-dessus (évitez la mise en commun du désinfectant) puis essuyez après 1 à 3 minutes. Essuyez ensuite la surface avec un tissu humide et un savon doux et enfin un tissu humide avec de grandes quantités d'eau. La housse sont lavables en machine, jusqu'à 60 degrés C. Ne pas essorer, sécher à plat.



Gel Infused Foam Overlay Cleaning

Our Gel Infused Foam overlay is not washable ensure that the foam does not get wet. The incontinent cover will protect the foam from becoming wet, but if the foam overlay becomes heavily soiled, a replacement will need to be purchased.

Nettoyage de superposition de mousse infusée de Gel

Notre superposition de mousse infusée de gel n'est pas lavable pour éviter que la mousse ne soit mouillée. La couverture d'incontinence protégera la mousse contre l'humidité mais si la couche de mousse devient très sale, un remplacement devra être acheté.

Care of your Overlay

Blake Medical's Overlays are designed to be used at room temperature. If it is subjected to extreme heat or cold, allow the overlay to acclimate to room temperature before using.

Entretien de votre superposition

Les superpositions sont conçus pour être utilisés à température ambiante. S'il est soumis à une chaleur ou un froid extrême, laissez le superposition s'acclimater à la température ambiante avant de l'utiliser. La mousse sont sensibles à la lumière et commenceront à se décomposer s'ils sont exposés pendant des périodes prolongées à la lumière directe du soleil. Évitez de sécher à l'extérieur et d'exposer le superposition à la lumière directe du soleil.

