

Geo-Matrix Accessoires pour fauteuil roulant

Immersion exceptionnellement douce * Redistribution de la pression

Nos accessoires Geo-Matrix pour fauteuil roulant sont tous dotés de notre couche de gel la plus douce, le gel à dessus coussiné, pour une surface immersive exceptionnellement confortable qui redistribue la pression de façon supérieure et contribue à la prévention, au traitement et à la guérison d'ulcères cutanés. De plus, tous les accessoires sont protégés par une housse antimicrobienne Recovery 5 qui satisfait au CAL 117 bul. Cette housse est fabriqué dans un tissu extensible quadrirectionnel imperméable et ignifuge, qui peut être essuyé pour une désinfection simple qui facilite l'entretien et assure une longue durée de vie au produit.



Coussins pour
planchette de pied

Panneau pour
mollets

Coussin pour
toilette

Coussin pour
fauteuil releveur

Boîte pour pieds

Accessoire	Épaisseur	Fabrication	Indications	Dimensions standard
Coussins pour accoudoirs en (vendus paires)	1,5 po	Deux couches de gel à dessus coussiné; bandes de Velcro	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur le dessous des avant-bras	4 po x 14 po 4 po x 16 po
Coussins pour les coudes (vendus en paires)	1,5 po	Deux couches de gel à dessus coussiné; dessous en Velcro à deux côtés	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les coudes et les avant-bras	8 po x 7 po
Panneau pour mollets	0,75 po	Une couche de gel à dessus coussiné; arrière en mousse à alvéoles fermés; bandes en Velcro	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les mollets	16 po x 7 po 16 po x 10 po 18 po x 7 po 18 po x 10 po 20 po x 7 po 20 po x 10 po
Coussins suspendus (vendus en paires)	0,75 po	Une couche de gel à dessus coussiné; deux bandes de Velcro	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les côtés des genoux et des jambes	6 po x 8 po 8 po x 10 po
Coussins pour planchette de pied	1,5 po	Deux couches de gel à dessus coussiné avec avant incliné; dessous en Velcro à deux côtés	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les talons et les pieds; l'avant incliné prévient les déchirures de la peau et la pression sur les talons lorsque les jambes sont allongées et les talons reposent sur la planchette de pied	16 po x 10 po 18 po x 10 po 20 po x 10 po
Coussins inclinés pour les repose-pieds (vendus en paires)	1,5 po	Deux couches de gel à dessus coussiné avec avant incliné; deux bandes de Velcro	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les talons et les pieds; l'avant incliné prévient les déchirures de la peau et la pression sur les talons lorsque les jambes sont allongées et les talons reposent sur les repose-pieds	6 po x 8 po 8 po x 10 po
Boîte pour pieds	0,75 po	Une couche de gel à dessus coussiné avec avant incliné; arrière en mousse à alvéoles fermés; dessous en Velcro à deux côtés	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur les mollets, les talons et les pieds; l'avant incliné prévient les déchirures de la peau et la pression sur les talons lorsque les jambes sont allongées et les talons reposent sur la planchette de pied; empêche les pieds de glisser sur le côté et les blessures potentielles aux chevilles et aux pieds	16 po x 18 po 18 po x 12 po 18 po x 18 po 18 po x 12 po 20 po x 18 po 18 po x 12 po
Coussin pour toilette	1,75 po	Une couche de gel bleu et une couche de gel à dessus coussiné; dessous antidérapant; quatre sangles à boucle	Réduisez la pression, le frottement et la rupture par cisaillement sur le coccyx	16 po x 18 po 18 po x 18 po
Coussins pour fauteuil releveur	1 po	Une couche de gel vert, housse arrière Recovery 5, 2 séries de bandes en Velcro	S'utilise sur les coussins pour fauteuil releveur, lorsqu'un soulagement de la pression et un confort supplémentaires sont requis	20 po x 20 po



Coussin pour
repose-pieds



Coussins pour
les coudes



Coussin pour
accoudoir



Coussin
suspendu



Distribution Médicale

Blake

Flexibilité, agilité et réactivité

Distribution Médicale Blake est une entreprise familiale qui s'efforce de traiter chaque client comme s'il faisait partie de la famille.

Si vous n'êtes pas satisfait d'un de nos produits, pour quelque raison que ce soit, veuillez nous le faire savoir et nous corrigerons le problème.

Nos ingénieurs innovants et notre personnel dédié envers le service à la clientèle veillent à assurer, pour les clients, une expérience toujours positive qui dépasse les attentes.

« S'adapte à vos besoins... Dépasse vos attentes. »

Distribution Médicale Blake
461 Cumberland Ave | Hamilton (Ontario) | L8M 2A8

Téléphone : 1 866 662-3459 Télécopieur : 1 905 560-1342
Courriel : info@blakemedical.ca Site: www.blakemedical.ca

Renseignements sur le distributeur :




Distribution Médicale

Blake




COUSSINS DE SIÈGE POUR FAUTEUIL ROULANT


CONFORTABLEMENT ASSIS



Bronze



Argent



Or



Or+



Zentury



Hybride




Hybride Profond




Platine




Audacieux




Dessus coussiné



Vert



Bleu



Violet

LE SYSTÈME DE SIÈGE GEO-MATRIX

Confort immersif * Durable * Peu d'entretien requis * Imperméable * Aucun calibrage * Dynamique



Notre système de siège Geo-Matrix permet de rester assis plus longtemps, sans inconfort. Le gel et les couches de gel/mousse innovants gèrent la pression de façon efficace, avec des qualités d'immersion améliorées.

La circulation sanguine est accrue et les points de pression maximale sont minimisés, parce que les colonnes de gel Geo-Matrix partagent la charge de pression sur les protubérances osseuses, ce qui augmente « l'empreinte » et réduit la pression de façon inhérente.

Cela stimule la guérison des plaies et réduit le risque de problèmes liés à la douleur et de rupture de la peau.

La sélection du bon coussin nécessite de tenir compte de la mobilité, de la stabilité de la posture et du besoin de prévenir ou de traiter les plaies de pression.

Plus besoin de deviner ou de subir des procédures de calibrage envahissantes.

Cela élimine la subjectivité du processus, permettant d'économiser un temps précieux lors de la prestation des soins et procurant aux patients et aux aidants une tranquillité d'esprit accrue, ainsi qu'une expérience plus uniforme et plus digne à l'achat d'un nouveau coussin.

Coussins de gel

Flexible * Amortit les vibrations

Les coussins de gel Geo-Matrix s'adaptent à la pression comme rien d'autre ne le fait : le gel se déplace avec vous. Il maintient doucement différentes formes de corps, protubérances osseuses et positions assises. Pour les personnes dont la sensibilité ou la mobilité sont réduites ou qui présentent un risque élevé de rupture de la peau, les coussins en gel contribuent à prévenir et à guérir les ulcères cutanés, causés par la pression, le frottement ou la rupture par cisaillement.

Les coussins en gel sont également indifférents à l'orientation, ce qui représente un avantage unique : un coussin en gel peut être installé dans le mauvais sens, ce qui se produit parfois. Même à l'envers, un coussin en gel est la seule surface qui ne causerait pas un inconfort grave ou même des blessures!

Les coussins en gel Geo-Matrix peuvent également être personnalisés facilement, pour un ajustement parfait. Ajoutez à cela des appuis ischiatiques, des contrôles de l'obliquité, des pommeaux et d'autres modifications pour créer un coussin correctif répondant aux besoins uniques de la personne.

Les modifications sont faciles à changer plus tard, au fur et à mesure que les besoins évoluent.

Coussins en gel et en mousse

Meilleures options en matière de positionnement * Légers * Stabilité accrue

Ces coussins légers procurent un positionnement stable optimal pour assurer le confort dans les fauteuils roulants manuels et motorisés.

Ils sont excellents pour les clients qui ont besoin d'un contrôle de la posture et d'un coussin qui fournit un plus grand soutien pour les empêcher de glisser.

Les systèmes de sièges Geo-Matrix innovants procurent également ces avantages uniques :

- Couches de gel et housses faciles à désinfecter, qui peuvent même être lavées à la machine
- Redistribution éprouvée de la pression pour prévenir la rupture de la peau et guérir les plaies de pression existantes
- Confort sans soucis, aucun risque de perforation, d'affaissement, de défaillance ou de gonflement
- Aucun calibrage requis
- Le gel Geo-Matrix à l'épreuve de la température ne durcit pas au froid et ne capture pas la chaleur ni ne la retient
- La fabrication en polymère sec à alvéoles fermés évite tout risque de migration, de fuite ou de suintement présentés par les produits remplis d'air ou de liquide
- Les qualités d'amortissement des vibrations du gel lui permettent d'absorber les vibrations, réduisant ainsi la fatigue associée

Geo-Matrix

Housses pour coussins

Imperméables, faciles à nettoyer

Tous les coussins Geo-Matrix sont protégés par deux housses imperméables qui gardent la peau fraîche et au sec.

La housse extérieure imperméable, lavable à la machine est fabriquée avec un tissu structural doublé d'un enduit en uréthane, qui élimine l'humidité et augmente la circulation de l'air et la perméabilité.

Les aidants peuvent facilement désinfecter la housse intérieure fabriquée dans un tissu extensible quadridirectionnel perméable, sans qu'il soit nécessaire de l'enlever.

Les housses sont également dotées d'une lèvre de contrôle des infections par-dessus la fermeture à glissière, pour une protection supplémentaire.

Feuilles de gel Geo-Matrix

Confort immersif * Protection de la peau * Durabilité * Contrôle de la température * Réduction de la pression

Des feuilles de gel en polymère sec procurent une gamme d'options de soutien mou à ferme pour une protection immersive protection dans les fauteuils roulants, les baignoires, les fauteuils releveurs, les véhicules et les dossiers, c'est-à-dire presque toute surface pouvant être en contact avec la peau ou causer de la friction.

Les qualités de contrôle de la température et d'immersion du gel contribuent à prévenir et à guérir les ulcères cutanés et les plaies causées par la pression, le frottement ou la rupture par cisaillement.

Dessus coussiné – Le plus mou

Fonctionne n'importe où pour augmenter le confort, réduire la rupture par cisaillement ou redonner vie à un vieux coussin

Vert – Moyen

Idéal comme coussin pour fauteuil releveur ou comme couche de confort sur les scooters ou en voiture

Bleu – Ferme

Idéal pour une protection accrue dans la baignoire, sans risque d'accumulation de moisissures ou de champignons

Violet – Le plus ferme

Augmente la capacité de poids des autres coussins ou des couches d'amortissement des vibrations; barrière de protection pour les coussins pneumatiques

Produit	Bronze	Argent	Or/Or+	Zentury	Hybride + Hybride Profond	Platine	Audacieux
Description	Souvent utilisé sur les fauteuils releveurs	Fréquemment utilisé avec les fauteuils motorisés ou inclinables; souvent utilisé dans les établissements de soins de longue durée, où un nettoyage fréquent est requis	Souvent utilisé dans les établissements de soins de longue durée, où un nettoyage fréquent est requis	Pour les utilisateurs actifs, pour lesquels une solution légère et confortable est optimale	Le coussin Hybrid est conçu pour un soutien moyen de la posture. Le coussin Hybrid Deep est conçu pour un soutien solide de la posture. Les deux sont utiles pour les personnes qui présentent des problèmes de peau (stade I ou II) ou un risque moyen de rupture de la peau	Pour l'équilibre parfait de stabilité et d'immersion, souvent utilisée sur les fauteuils motorisés	Une conception résistante qui offre une redistribution de la pression, un confort et une durabilité maximaux pour une utilisation bariatrique
Fabrication	Deux couches de gel	Deux couches de gel stables plus une couche à dessus coussiné confortable	Trois couches de gel	Une base double en mousse haute densité, avec une âme de mousse viscoélastique à forte résistance aux chocs et un dessus en mousse viscoélastique imprégnée de gel	Base à alvéoles fermés avec âme de mousse haute densité double et un coussinet plus ferme protégeant la région du sacrum, avec dessus en gel	Une couche de base de gel avec une âme en mousse coupée par compression et une couche supérieure en gel	Quatre couches de gel, une bordure en gel et une base en mousse à alvéoles fermés pour une résistance accrue
Hauteur des coussins	2 po	2,75 po	3 po	4 po	3,5 po	3,5 po	4,25 po
Capacité de poids	200 lb maximum	200 lb maximum	Gold : 250 lb maximum Gold+ : 300 lb maximum	275 lb maximum	275 lb maximum	275 lb maximum	600 lb maximum
Indications	Pour les personnes actives pour lesquelles la protection de la peau a moins d'importance que le confort et le contrôle des vibrations; un certain degré de mobilité et de contrôle de la posture; le client devrait être en mesure de se repositionner	Pour une redistribution maximale de la pression dans les cas où le risque de rupture de la peau ou de plaies existantes est élevé; mobilité ou contrôle de la posture limités; le client est incapable de se repositionner	Pour une redistribution maximale de la pression dans les cas où le risque de rupture de la peau ou de plaies existantes est élevé; mobilité ou contrôle de la posture limités; le client est incapable de se repositionner	Pour une redistribution maximale de la pression dans les cas où le risque de rupture de la peau ou de plaies existantes est élevé	Ce coussin est conçu pour le confort des personnes qui ont besoin d'un positionnement et d'un contour délicats, avec une redistribution de la pression et un contrôle des vibrations	Ce coussin est conçu pour le confort des personnes qui ont besoin d'un positionnement et d'un contour délicats, avec une redistribution de la pression et un contrôle des vibrations	Pour une redistribution maximale de la pression dans les cas où le risque de rupture de la peau ou de plaies existantes est élevé
Dimensions standard	16x16, 16x18, 16x20, 18x16,18x18, 18x20, 20x16, 20x18, 20x20	16x16, 16x18, 16x20, 18x16,18x18, 18x20, 20x16, 20x18, 20x20	16x16, 16x18, 16x20, 18x16,18x18, 18x20, 20x16, 20x18, 20x20	16x16, 16x18, 16x20, 18x16,18x18, 18x20, 20x16, 20x18, 20x20	16x16, 16x18, 16x20, 18x16, 18x18, 18x20, 20x16, 20x20, 22x16, 22x18, 22x20, 22x22	16x16, 16x18, 16x20, 18x16,18x18, 18x20, 20x16, 20x18, 20x20	Toutes les dimensions disponibles

Vous ne savez pas quel coussin vous conviendrait le mieux?

Nous pouvons faire une démonstration de tous nos coussins Geo-Matrix pour assurer votre entière satisfaction. Demandez votre démonstration aujourd'hui!

Vous avez besoin d'un coussin sur mesure?

Nous collaborerons avec vous pour concevoir une solution parfaite.

Vous avez des problèmes avec un produit?

Un service de dépannage en direct et des systèmes mobiles de mappage de la pression permettent d'effectuer des évaluations et des analyses sur place.

Renseignements sur la garantie

Nous sommes fiers de garantir notre gamme de coussins pour fauteuil roulant Geo-Matrix pendant deux ans, parce que nous nous engageons à assurer votre entière satisfaction.