



Blake
Medical Distribution

Consignes de nettoyage pour coussin d'aisance :



Housse : Lavage en machine à 60 degrés max. Cycle délicat uniquement. Séchage à l'air uniquement.

Gel Geo-Matrix™ : Retirer le gel de la housse extérieure.

Lavage en machine à 60 degrés max. Cycle délicat uniquement. Séchage à l'air uniquement.

Une fois que le gel et les housses sont parfaitement secs, il faut réinsérer le gel dans la housse.

Il est possible d'essuyer le gel Geo-Matrix™ et les housses avec un désinfectant* avant de les faire sécher à l'air.

**Ne pas utiliser de produits contenant de la javel.*

www.blakemedical.ca