



Blake
Medical Distribution

Waschanleitung für Toilettenkissen:



Bezug: In der Waschmaschine bei maximal 60 Grad waschen. Nur Schonwaschgang. Nur lufttrocknen.

Geo-Matrix™ Gelmatten: Die Gelmatten aus dem Außenbezug herausnehmen.

In der Waschmaschine bei maximal 60 Grad waschen. Nur Schonwaschgang. Nur lufttrocknen.

Sobald die Gelmatten und die Bezüge vollständig trocken sind, die Gelmatten wieder in den Bezug einstecken.

Die Geo-Matrix™ Gelmatten und die Bezüge können mit Desinfektionsmittel* abgewischt und anschließend an der Luft getrocknet werden.

**Keine bleichmittelhaltigen Produkte verwenden.*

www.blakemedical.ca