



Blake
Medical Distribution

Istruzioni per il lavaggio del cuscinetto:



Copertura: Lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 60 gradi. Solo ciclo delicato. Asciugare solo all'aria.

Gel Geo-Matrix™: Rimuovere il gel dalla copertura esterna.

Lavare in lavatrice ad una temperatura massima di 60 gradi. Solo ciclo delicato. Asciugare solo all'aria.

Una volta che il gel e le coperture sono entrambi completamente asciutti, il gel deve essere reinserito nella copertura.

Il gel Geo-Matrix™ e le coperture possono essere puliti con disinfettante* e poi asciugati all'aria.

**Non utilizzare prodotti contenenti candeggina.*

www.blakemedical.ca